

AVANCERAD TEKNIK

Jatab MM har utvecklats och produceras i Sverige sedan 15 år. Stolen används i det dagliga arbetet på många sjukhus, på vårdavdelningar för intensivvård, stroke, ortopedi, geriatrik, medicin, sjukgymnastik.

Jatab MM finns i två modeller med olika sittbredder:

Jatab Comfort, bredd 50 cm och Jatab Pondus, bredd 60 cm.

För uppgift om distribution utom Sverige se vår hemsida www.jatabcare.se

Tillbehör

Glidskiva

Stadig specialskiva med mycket låg friktion



Gliddyna

Av tvättbar textil eller galon



Säkerhetsband

För stabilisering av knän, höft- och bålparti vid ståträning



Tekniska data

Stomme av pulverlackerad aluminium. Eldrivna li-järställdon.

24V batteri med 220V laddningsaggregat.

Pumpfria gummihjul.

Avtagbar, tvättbar klädsel i velour eller galon.

Max bredd 680/780 mm

Sittbredd 500/600 mm

Sittdjup 445 mm

Sitshöjd 450 - 850 mm

Vikt 35kg

Brukarvikt 150 kg



Comfort
Pondus

Jatab 'MM
MULTIFUNCTIONAL MOBILIZER

FÖR EFFEKTIV OCH SKONSAM MOBILISERING



Jatab MM är omtanke om både patient och vårdpersonal.

När det är lätt att vårda finns tid och kraft till bra vård.

INGA LYFT - FÄRRE SKADOR - BÄTTRE VÅRD

Arbetskadorna orsakade av tunga lyft, är ett jättelikt problem inom sjukvården. Tyngre patienter och brist på bra hjälpmedel orsakar lidande och stora kostnader, men också risk för att adekvat vård inte går att utföra i full utsträckning.

JATAB CARE

Jatab Care AB • Drottninggatan 42 • Box 1540 SE-701 15 • Örebro • Sweden

Tel +46 (0)19 611 99 42 • Mob +46(0)70 557 25 58 • Fax +46(0)19 611 99 49 • Mail info@jatabcare.se

www.jatabcare.se

JATAB CARE

MINDRE LYFT OCH MERA VÅRD...

Mobilisering

När mobiliseringsinsatserna startas tidigt förbättras behandlingsresultatet. Riskerna för följsjukdomar minskas och vårdtiden förkortas.

Jatab MM gör vårdarbetet enkelt och skonsamt. Förflyttning görs utan tunga lyft. Stolen justeras steglöst från liggande till sittande.

Patienten behöver inte flytta ur stolen vid blodtrycksfall, trötthet eller toalettbesök. Mobiliseringsarbetet kan bedrivas längre tid utan avbrott och blir därigenom effektivt och verkningsfullt. Behandlingsresultatet förbättras. Vårdtiden förkortas.

Överflyttning

Överflyttning mellan säng och rullstol sker liggande med en speciell överflyttningbräda och gliddyna. Överflyttningen ger minimal arbetsbelastning, sker utan lyft, går snabbt och är mycket skonsam för patienten.



Sittande

Sittställningen kan varieras obegränsat. Blir patienten trött eller drabbas av blodtrycksfall, lutar stolen till en liggande position och träningen kan senare återupptas.

Genom att ändra sittställning regelbundet förhindras trycksår, kontrakturer och trötthet i muskler.



Ståträning

Ståfunktionen medger gradvis ståträning upp till 60°. Träningen är nödvändig för att upprätthålla funktioner i tarmmotorik, andning och blodcirkulation. Träningen motverkar spasticitet och benskörhet.

Transporter

Jatab MM är en lättkörd, vårdarmanövrerad rullstol som är gjord att även köras utomhus.

Transporter av patienter i samband med operation, behandlingar, sjukgymnastik, tandläkarbesök etc. görs mycket smidigt sittande eller liggande .



Hygienen

Jatab MM har en inbyggt WC-sits. Sittdynan tas bort i liggande ställning. Toalettbesöken klaras enkelt och snabbt. Lyft och förflyttning med andra hjälpmedel behövs inte.

Med duschkapellet används **Jatab MM** som duschstol eller duschbrits.

Säker för patienten
Skonsam för personalen
Lätt att använda
Driftsäker

Bättre vårdresultat
Kortare vårdtider
Färre arbetsskador
Lägre kostnader