

'MM

JATAB MULTIFUNCTIONAL MOBILIZER

- 'MM ein multifunktionelles Hilfsmittel mit Möglichkeit ohne schweres Heben und ohne andere Hilfsmittel für Transfer, Stehtraining, Duschen und Toilettenbesuch.
- 'MM hat Behandlungstechnische Funktionen, die absehbare Risiken für Folgeschäden, welche durch Langzeitsitzen verursacht werden, verringert.
- 'MM bietet guten Komfort und ein würdiges Pflegemilieu. Der Nutzer kann selbst und einfach seinen Sitzkomfort justieren.
- 'MM erleichtert die Pflege, beschränkt den Bedarf vom schweren Heben und verringert somit die Risiken von Verschleisschäden für Pflegepersonal.
- 'MM Individuellanpassung nach Bedarf
- 'MM erhältlich als manuelle Version oder mit elektrischem Antrieb

Zubehör

Bezug	abnehmbar, waschbar, Inkontinenz
Extra Kissen	mit Stopfung von ventilertem Fibernaterial
Gleitplatte	Spezialplatte mit sehr niedriger Friktion
Fuss - Gleitplatte	erleichtert den Transfer für den Pfleger
Gleitkissen	aus waschbarem Textil
Becken	Kunststoffbehälter mit Befestigungsbeschlag
Duschabdeckung	mit der Abdeckung kann der Stuhl als Duschwanne benutzt werden
Verstellbarer Tisch	Kunststoff (Klarglas) mit Spritzkante. Kann stehend und sitzend genutzt werden
El-Antrieb	Nabenmotor mit Joy-Stick Manöver.

Teknische Angaben

Gestell aus Aluminium beschichtet mit Pulverlack.
Elektrische Stellelemente. 12V Batterien mit 220V Ladegerät.
Pannensichere Bereifung.
Sitzkissen und Rücken aus Integralschaum mit dichter Oberfläche. Abnehmbarer Überzug
Antriebsmotor 24V, max. Geschwindigkeit 6 km/h, max Fahrstrecke ca 20 km.
'MM – der Stuhl wird nach geltender CE-Norm gefertigt

Breite 680 mm
Sitzbreite 500 mm
Sitztiefe 445 mm
Gewicht manuell 48 kg
Gewicht elektrisch 75 kg
Belastbarkeit 120 kg

Nordic care GmbH

Bayernstr. 21
D-30855 Langenhagen
Tel. 0511-210 48 68
Fax 0511-123 73 64
e-mail nordic.care@tele2.se

'MM

JATAB
MULTIFUNCTIONAL
MOBILIZER



Eine ausreichende Hilfe...

Jatab Care
www.jatab.com



DER MENSCH IM FOKUS...

Eine ausreichende Hilfe

Der 'MM-Stuhl ist einzig in seiner Art. Ein multifunktionelles Hilfsmittel welches das Leben für den Bedürftigen wesentlich verbessert und für den Hilfeleistenden eine wesentliche Erleichterung bei der Pflege bietet. Um vom Rollstuhl ins Bett zu gelangen, werden keine anderen Hilfsmittel mehr benötigt! Stehtraining, Toilettenbesuch und übrige tägliche Aktivitäten können ohne Transfer und ohne schweres Heben durchgeführt werden. Eine bequeme und menschenwürdige Pflege wird ermöglicht. Das Risiko für Fallunfälle wird somit minimiert. Der 'MM Stuhl wird elektrisch manövriert und ist sehr einfach einzusetzen.



Transfer

Mit der speziellen Transferplatte und dem zugehörigem Gleittuch ist der Transfer zwischen Bett und Rollstuhl einfach. Auch bei schweren Personen ist dieses kein Problem.

Variabel Sitzstellung

Dadurch das die Sitzstellung einfach gewechselt werden kann, ist das Risiko eines Dekubitus oder Kontraktionen der Hüfte geringer, d. h. es kann schon im Vorfeld prophylaktisch entgegen gewirkt werden. Das Sitzen ist bequem und Ruhen in liegender Stellung wird einfacher ermöglicht. Der Sitz und die Rückenlehne können individuell für den Bedarf des Nutzers angepasst werden.



Stehtraining ist sehr wichtig

Die Stehfunktion des Stuhles ermöglicht regelmässiges Stehtraining, etwas was sonst leider sehr oft vernachlässigt wird. Das Training ist sehr wichtig um das Risiko für Osteoporose und Kontraktion zu verringern. Auch ist das Training zur Behandlung von Spastikern, Aufrechthaltung der Darmfunktion, Atmung und Blutzirkulation sehr wichtig.

"Auf stehendem Fuss"

In stehender Position kann der Nutzer in selbe Höhe mit anderen Personen kommen. Dieses hat grosse Bedeutung für das Selbstvertrauen im Umgang mit anderen Menschen. Auch ist in erhöhter Position die Relation vorteilhaft bei z.B. sehen über ein Balkongeländer oder über die Fensterbank.



Hygiene

Toilettenbesuche können einfach und schnell durchgeführt werden, da Transfer und heben nicht nötig ist. Dieses ist besonders wichtig beim Bedürfnis ausserhalb des eigenen Hauses. Mit der Duschabdeckung kann Waschen und Duschen problemlos ohne andere Hilfsmittel durchgeführt werden.

Eigenständigkeit

Der Nutzer kann den Stuhl selbst manövrieren. Die Manövereinheit wird individuell angepasst. Dieses mit Rücksicht auf des Nutzers Bedarf und Vermögen.



Selbstbewusstsein

Durch die Trainingsmöglichkeiten und dem flexibelem Sitzkomfort werden Risiken für Folgeschäden auf Grund von permanentem Sitzen gering gehalten. Gesundere Patienten benötigen weniger Pflege. Weniger zeitraubende Pflege lässt mehr Zeit für andere Aktivitäten.

Die Arbeit für den Pfleger wird erleichtert. So wenig wie möglich schweres Heben führt zu weniger Verschleisschäden. Weniger und leichtere Arbeitsmomente führen zu weniger Stress.

Ein Pfleger kann den grössten Teil der Arbeit selbst durchführen. Dieses ist

von grosser Bedeutung für den Pfleger und die Angehörigen, da auch schwer Funktionsbehinderte würdige Pflege in der gewohnten Häuslichen Umgebung geboten werden kann.

Made in Sweden

Konstruktion und Fertigung geschieht in Schweden. Hierdurch wird eine hohe Qualitätssicherung gewährleistet. Wir bieten einen hohen Service bei Wunsch/Bedarf von Spezialanpassungen, Unterhalt und Reparatur. Der 'MM Stuhl wird seit 1990 gefertigt.